



Elitech[®]

TECHNOVISION

APRON

Alat perlindungan diri biasanya dipakai seorang perawat, dokter, atau ahli medis lain pada saat di ruang operasi. Salah satu alat pelindung diri adalah apron. Apron melindungi diri sendiri dari infeksi yang mungkin ditularkan oleh seorang pasien, apron juga melindungi pasien dari kemungkinan terkena bakteri yang bersarang pada pakaian yang biasa digunakan oleh dokter, perawat atau ahli medis lain, juga untuk melindungi diri dari darah atau cairan yang memiliki sifat korosif yang dapat membuat iritasi pada kulit.

Alat perlindungan diri ini biasanya tidak hanya dipakai ketika akan melakukan operasi, akan tetapi juga digunakan oleh dokter perawat atau ahli medis lain pada saat menangani pasien yang memiliki penyakit yang menular.



Pengunci slop tali

SPESIFIKASI

Model	: Apron
Ukuran	: 880 x 690 mm
Lebar Bisband Tali	: 20 mm
Plastik	: Plastik PE 0.15mm

