



## Medical Air Sterilizer & Purifier ASL300

ASL300 adalah Medical Air Sterilizer & Purifier dengan menggunakan Ozone Generator dan Anion Generator, yang berguna untuk sterilisasi dan pemurnian udara yang ada di dalam ruangan fasilitas kesehatan.




**CPAKB**  
CARA PEMBUATAN  
ALAT KESEHATAN  
YANG BAIK  
HK.02.04/VI/011/2016  
PT. SINKO PRIMA ALLOY

# Medical Air Sterilizer & Purifier

## ASL300

### SPESIFIKASI

Model	ASL300	
O3 Output	±1 g/h	
O3 Concer	±1 g/m <sup>3</sup>	
Gas Flow	2-4 L/min	
Tegangan	220V	
Frekuensi	50 Hz	
Area	≥ 20m <sup>2</sup>	
Daya	48W (dengan UV)	
Dimensi	780x320x100 mm	
Berat	6,4kg (dengan UV)	
Pilihan Waktu Kerja	10,20,30,45,60 menit	
Pilihan Waktu Berhenti	20,30,60,120,180 menit	
Kondisi Pemakaian Normal	Suhu	18°C ~ 30°C
	Kelembapan Relatif	10% ~ 85%
	Tekanan Atmosfir	700hpa ~ 1060hpa
Transportasi dan Penyimpanan	Suhu	-10°C ~ +50°C
	Kelembapan Relatif	≤ 95%
	Tekanan Atmosfir	500hpa ~ 1060hpa



84778/A/0001/UK/En



ISO13485:2016  
MS 181050 R