

SUKSESKAN GERAKAN



*e*catalogue



LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

- Timbangan badan profesional, didesain khusus untuk Fasilitas Kesehatan
- Material Per Karbon Mangan berkualitas tinggi, Regangan dan Akurasi tinggi
- Layar jarum bulat dan besar dengan diameter 170mm memudahkan pembacaan
- Kapasitas pengukuran sampai dengan 25 Kg
- Graduasi 50/100 gram
- Commercial grade (kelas akurasi M3)
- Tray bahan PP murni dan Food Grade
- Kokoh dan Aman bagi bayi
- Tray bentuk kurva sesuai dengan anatomi tubuh bayi dan nyaman
- Non-slip dan flesibel rubber



CPAKB
CARA PEMBUATAN
ALAT KESEHATAN
YANG BAIK
HK.02.04/VI/011/2016
PT. SINKO PRIMA ALLOY



SPESIFIKASI

Model		BABY DIGIT-ONE
Transportasi dan Penyimpanan	Suhu	5°C - 40 °C
	Kelembaban Relatif	≤80%
	Tekanan Atmosfir	80kPa - 105kPa
Kondisi Pemakaian Normal	Suhu	-20°C - +60°C
	Kelembaban Relatif	≤95%
	Tekanan Atmosfir	80kPa-105 kPa
Kemampuan Ukur		0gr - 25Kg
Kapasitas Timbang		25Kg
Graduasi Pembacaan		50gr
Klasifikasi Timbangan		Commercial Grade
Material Tray/Baki		PP (Food Grade)
Material Pegas		Carbon Mangannese Steel
Kestabilan Timbangan didukung oleh		4 titik kaki karet anti selip
Display Angka Hasil Timbang		Dial Gauge Monitor
Tinggi Tray/Baki		76mm
Dimensi Unit Timbangan		545 X 440 X 140 mm
Berat		3,35 kg