

Baby One

Baby Scale



- Kapasitas pengukuran sampai dengan 12 Kg
- Graduation: 10Gr < 10Kg , 20Gr > 12Kg , Medical Grade Class 4
- Detachable weighing tray yang mudah dibersihkan dan dicuci seluruhnya
- melepaskan dan memasang weighing tray cukup hanya dengan menekan tuas pengunci
- Weighing tray terpasang kokoh dan aman dilengkapi dengan safety autolock
- Terdapat fungsi pengukuran panjang badan : 40~59 CM
- Power Supply : Baterai atau Power Adaptor
- Terdapat kotak penyimpanan height cursor di bagian bawah unit timbangan
- Tampilan karakter hasil ukur : ukuran tinggi 25 mm dengan font besar
- Fungsi tare sampai 9.99kg termasuk untuk penimbangan handuk pembungkus bayi
- Dapat menampilkan memori terakhir dan hasil ukur sebelumnya
- Dimensi : 628mm (p) x 343 mm (l) x 245 mm (t)



Timbangan bayi profesional dengan durabiliti dan akurasi tinggi



CPAKB
CARA PEMBUATAN
ALAT KESEHATAN
YANG BAIK
HK.02.04/VI/011/2016
PT. SINKO PRIMA ALLOY



Baby One

Baby Scale



Weighing Tray (Baki Timbangan)
Height Cursor (Kursor Pengukur Tinggi)



Base Timbangan



Power Adaptor



LCD Display Layar Lebar

Model		Baby-One
Power Input		power adaptor : AC220V (50-60Hz) atau 4 buah baterai A
Normal Operating	Ambient Temperature	+10°C ~ +40°C
	Relative humidity	30%~85%RH
Transport Operating	Ambient Temperature	+10°C ~ +60°C
	Relative humidity	<95%RH
Display		font besar 25 mm
Kelas Akurasi		Medical Grade Class 4
Kapasitas		12 kg
Resolusi		10g(0~10kg) 20g(10~12kg)
Berat Timbang Minimal		100g
Berat Timbangan Tare		9,99kg
Jangkauan Ukur Panjang		40cm~59cm
Kecepatan Scanning		7 segment LCD, tinggi angka : 25mm
Fungsi Keseimbangan		ditunjukkan dengan indikasi level air (waterpas) pada
Dimensi Bak Timbang		600 mm x 320 mm x 170 mm
Ketahanan Unit		Dapat dipakai selama 5 tahun
Dimensi		628 mm (p) x 343 mm (l) x 245 mm (t)
Berat Bersih		±5,0kg