



e catalogue




LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

SUKSESKAN GERAKAN



- Distribusi cahaya yang merata
- Intensitas cahaya tinggi
- Tenang dan tidak ada suara berisik dari kipas (maksimum Noise Level 50dBA)
- Menggunakan 5 lampu neon cahaya biru
- Tiang dan 4 Roda dengan rem dari bahan berkualitas
- Timer terintegrasi untuk menghitung total waktu pemakaian
- Ketinggian dari lantai dapat diatur mulai 1115mm ~ 1530mm
- Sudut Pencahayaan dapat diatur dari 0° ~ ± 45°



CPAKB
CARA PEMBUATAN
ALAT KESEHATAN
YANG BAIK
HK.02.04/VI/011/2016
PT. SINKO PRIMA ALLOY



84778/A/0001/UK/En

Spesifikasi

Model	BL-50	
Power Input	AC 220V,50Hz	
Daya Terpakai	± 98,1 W	
Normal Operating	Ambient Temperature	18°C - 30°C
	Relative humidity	10% - 85% RH
	Aliran Kecepatan Udara Ruangan	700hpa - 1060hpa
Transport Operating	Ambient Temperature	-10°C - +55°C
	Relative humidity	≤ 95%
	Athmosphere	500hpa - 1060hpa
Panjang Gelombang (Sinar Biru)	400nm - 550nm	
Kekuatan Radiasi Cahaya	≥ 500μW/cm ²	
Iradiasi Total Untuk Bilirubin	≥ 1300 μW/cm ²	
Pengaturan Sudut Pencahayaan	0° ~ ± 45°	
Pengaturan Tinggi dari Lantai	1115mm-1530mm	
Akurasi Pengaturan Waktu	± 1min per 12 jam	
Total Waktu Pemakaian	0 ~ 9999jam 59menit	
Dimensi	1620(H)x686(W)x463(L)	
Berat Bersih	19,80 kg	

HUBUNGI: