

SUKSESKAN GERAKAN



PATIENT MONITOR PM-9000+



*PC tidak include



FITUR

- Dapat Memonitor keadaan beberapa pasien hanya pada satu layar dengan menggunakan jaringan
- Terdapat Dua pemilihan tampilan layar
- Dapat terhubung dengan 64 Patient monitor
- Display beresolusi tinggi dengan 32 bentuk gelombang untuk 16 pasien
- Dapat Mereview 720 kejadian alarm
- Display dapat menampilkan multi-lead gelombang ECG
- Dapat menyimpan data gelombang hingga 72 jam penuh
- Dapat menyimpan hingga 10.000 informasi data pasien

CENTRAL MONITORING FOR PATIENT MONITOR PM-9000+



CPAKB
CARA PEMBUATAN
ALAT KESEHATAN
YANG BAIK
HK.02.04/VI/011/2016
PT. SINKO PRIMA ALLOY

Central Monitoring System



Elitech[®]
TECHNOVISION

TECHNOVISION
ELITECH[®]

Produksi PT. SINKO PRIMA ALLOY

