



### Fitur

- Kapasitas pengukuran sampai dengan 20kg dengan graduasi :5gr
- Kelas Akurasi M3, Berat Minimal : 50gr, maksimal 20kg
- Terbuat dari material : Full ABS Plastik Engineering. Kokoh, Presisi, Aman dan Nyaman bagi bayi
- Baki berbentuk kurva. Sesuai anatomi tubuh bayi dan nyaman dipakai dan mudah dibersihkan
- Menu Standart : On/Off, Tara, Manual MEM, Mode (Kg-Lb)
- Display berupa 7 Segment (Optional:LCD/TFT),  
Display hasil ukur : Ukuran tinggi 23 mm dengan font besar
- Fungsi : Automatic Zero dan Switch off, low baterai dan indikator overload
- Penyeimbang Timbangan : 4 titik kaki karet non-slip dan flexible
- Baterai dapat dipakai selama 1000jam (pada suhu 20<sup>0</sup>C)



**CPAKB**  
CARA PEMBUATAN  
ALAT KESEHATAN  
YANG BAIK  
HK.02.04/VI/011/2016  
**PT. SINKO PRIMA ALLOY**

### SPESIFIKASI

Model	DIGIT ONE BABY	
Max Load	22,925 kg	
Max Tare	9,99 kg	
Standart Menu	On/Off ,Tara,manual MEM (memory terakhir)dan	
Resolusi (diganti: graduasi)	5 gr	
Display	LCD 7 segment font size 23mm	
Fungsi	Automatic zero (after beeing used), auto switch off (285 second) , low battery and overload indicator	
Battery	4x AA	
Dimension	635(L)x420(W)x160(H)	
Weight	3,10 kg	
Working	Temperature	+5°C~40°C
	Humidity	≥80%
Storage	Atmosphere	80kpa
	Temperature	+5°C~40°C
	Humidity	≥80%
	Atmosphere	80kpa