

DIGIT - PRO TIMBANGAN DIGITAL

SUKSESKAN GERAKAN (PATIENT SCALE)



e catalogue



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah



Elitech[®]
TECHNOVISION



Pilihan warna yang tersedia

- Sistem sensor strain gauge presisi tinggi
- Layar lebar LCD : 76 x 40 mm dengan backlight biru
- Pengukuran mulai 10 Kg s/d 180 Kg
- Kemampuan pembacaan 0,1 Kg,
Akurasi Timbangan adalah $\leq 0,5$ Kg
- Hasil timbang akan terkunci otomatis setelah pembacaan stabil
- Auto On & Auto Off (otomatis jika tidak dipakai selama 10 detik)
- Indikasi low power (status LCD : Lo) & overload (status LCD : Err)
- Satuan berat : kg / lb / st:lbmm
- Dimensi : 310 x 310 x 26 mm
- Berat Unit 2.3 kg
- Baterai DC 4.5 V : 3 x AAA
- Tidak untuk menimbang barang

*Timbangan motif Batik
"Ready to Go International"*



CPAKB
CARA PEMBUATAN
ALAT KESEHATAN
YANG BAIK
HK.02.04/VI/011/2016
PT. SINKO PRIMA ALLOY

DIGIT-PRO

TIMBANGAN DIGITAL

(PATIENT SCALE)

Saya MADE IN INDONESIA
Produksi
Indonesia



Pilihan warna yang tersedia

*Timbangan motif Batik
"Ready to Go International"*

Diproduksi oleh:
PT. Sinko Prima Alloy, Surabaya - Indonesia

BR-TD02/2018/01