



SpO₂

SpO₂

SpO₂

SpO₂

auto rotate display



FOX-3 Pulse Oximeter



- Nilai SpO₂, Pulse Rate dan Perfusion Index yang akurat
- Continous Bar Graph dan Pulse Waveform Display
- 1,3" True Color OLED Display. Otomatic Power Off
- Layar dapat berubah arah secara otomatis maupun manual
- Brightness layar dapat diatur. Indikasi suara Pulse Rate
- Indikasi Low power dan Low voltage dengan alarm
- Real Time data dapat ditransmisikan ke komputer
- Data Tersimpan dapat di-upload ke komputer
- 3.7V rechargeable lithium battery. Konsumsi daya kecil
- Indikasi kapasitas baterai



DIGITAL SMART SENSOR



CPAKB
CARA PEMBUATAN ALAT KESEHATAN YANG BAIK
HK.02.04/VI/011/2016
PT. SINKO PRIMA ALLOY

* spesifikasi tersebut diatas hanya berlaku untuk FOX-3.

Medical Pulse Oximeter tercanggih di Indonesia dengan standar dunia



Model	FOX-3	
Baterai	3.7V rechargeable lithium battery	
Input Power	DC 3.2-4.2V	
Normal Operating	Ambient Temperature	+5 °C - 40°C
	Relative humidity	≤80%
	Athmosphere	500hPa ~ 1060hPa
Transport Operating	Ambient Temperature	-10 - +40 oC
	Relative humidity	≤80%
	Athmosphere	700 ~ 1060 hPa
Display	1.3" 65K true Color OLED	
Resolusi Layar	128x96 dpi screen	
Parameter	Pulse rate with bar graphic, Spo2 with waveform	
Perfusion Index	0-20%	
Brightness	4 levels	
Power-Off	Auto Power Off	
Bpm Level	30-250 bpm	
Spo2 Level	0-99%	
Akurasi pengukuran	70-99% ±2%	
Dimension	58 x 37 x 26 (mm)	
Weight	40 gram	



KEMENKES RI
AKD 20502210101



84778/A/0001/UK/En



ISO9001:2015



ISO13485:2016
MS 181050 R