

SUKSESKAN GERAKAN



STERILISATOR KERING GET-160

MEDICAL STERILIZER



- Dengan spesial desain sensor panas, proses sterilisasi dapat dikontrol lebih mudah dan efektif
- Kapasitas besar
- Total ruang sterilisasi 300 liter
- Daya listrik hemat : hanya 1229W
- Suhu Sterilisasi sangat tinggi : $120^{\circ}\text{C} - 150^{\circ}\text{C} \geq 15$ menit
- Mudah penggunaannya, hanya menekan tombol operasi sampai dengan auto shutt off
- Sterilisasi dengan Radiasi Inframerah dibantu Sirkulasi Fan untuk pemerataan suhu
- Fungsi Drying untuk pengeringan alat dan perlengkapan bahan linen
- Tombol operasi Touch Screen



CPAKB
CARA PEMBUATAN
ALAT KESEHATAN
YANG BAIK
HK.02.04/VI/011/2016
PT. SINKO PRIMA ALLOY



84778/A/0001/UK/En



ISO 9001
REGISTERED FIRM

ISO9001:2015



ISO13485:2016
MS 181050 R

STERILISATOR KERING GET-160

MEDICAL STERILIZER

SPESIFIKASI

Model	GET 160	
Power Input	AC 220V, 50Hz, 1229 W	
Normal Operating	Ambient Temperature	5°C -35°C
	Relative humidity	≤80%
	Aliran Kecepatan Udara Ruangan	86kpa - 106kpa
Transport Operating	Ambient Temperature	-10°C - +50°C
	Relative humidity	≤95%
	Athmosphere	50kpa - 106kpa
Material Bodi Luar	Stainless steel	
Material Chamber Dalam	Stainless steel	
Metode Sterilisasi	Radiasi Sinar Inframerah yang dapat menghasilkan panas	
Metode Pengeringan	Heating Tube	
Sterilisasi dengan Sinar Inframerah	Sterilisasi Temperature	120°C - 150°C
	Sterilisasi Time	60menit
	Sterilisasi Period	90menit
Pengeringan dengan Panas	Suhu Pengeringan	75 °C
	Waktu Pengeringan	60menit
	1 Periode Pengeringan	90menit
Dimensi	590(P) x 505(L) x 1790(T) mm	
Berat Bersih	56 kg	

HUBUNGI: