


Low Temperature Sterilizator GET 338-UO

- Satu satunya sterilisator hemat energi.
- Menggunakan ozone generator tegangan tinggi dan frekuensi tinggi yang didesain khusus untuk sterilisator tersebut
- Menggunakan Ultraviolet dengan panjang gelombang khusus untuk sterilisasi dan sesuai untuk sterilisator ini
- Menggunakan teknologi hemat energi : hanya 15 watt untuk proses sterilisasi Ultraviolet atau 10 watt pada proses sterilisasi dengan ozone.
- Masing-masing proses sterilisasi Ultraviolet maupun ozone dapat dioperasikan secara automatic atau tersendiri/terpisah dengan menekan tombol masing masing.
- Spesial racking untuk muat kasa dan kapas, dapat juga dipakai untuk baju operasi.
- Multi proteksi : termasuk over heat (over panas), ozone leakage (kebocoran ozone) dan kebocoran arus listrik dan kelebihan beban daya listrik, serta proteksi keamanan kabel listrik maupun bagian elektronik
- Setelah proses sterilisasi selesai mesin otomatis padam (auto shutt off)
- Ultra high density PE insulation

SUKSESKAN GERAKAN



Only
15watt




- Sterilisasi kering
- Pasti steril
- Hanya 15 watt
- Mudah dipakai
- Aman & praktis



CPAKB
CARA PEMBUATAN
ALAT KESEHATAN
YANG BAIK
HK.02.04/VI/011/2016
PT. SINKO PRIMA ALLOY

UVOZON

GET 338-UO Low Temperature Sterilizator



ISO13485:2016
MS 181050 R



84778/A/0001/UK/En



ISO 9001
REGISTERED FIRM
ISO9001:2015

Spesifikasi Teknis

Menggunakan Part Asli Elitech

Model		GET 338 UO
Power Supply Input		AC 220V,50Hz
Daya Terpakai		± 15W
Normal Operating	Ambient Temperature	+5 °C - +35 °C
	Relative humidity	≤ 80%
	Athmosphere	86 kPa - 106 kPa
Transport Operating	Ambient Temperature	-10 °C - +55 °C
	Relative humidity	≤ 95%
	Athmosphere	50 kPa - 106 kPa
Kapasitas Total Ruang		38 L
Ozone	Konsentrasi	≥100 ppm
	Waktu Sterilisasi	60 menit
	Hasil Uji Sterilisasi	Steril (Killing log>6)
Ultra Violet	Konsentrasi	≥40 μW/cm ²
	Waktu Sterilisasi	60 menit
	Hasil Uji Sterilisasi	>90% (Steril)
Auto Ozone dan Ultra Violet	Konsentrasi	≥100 ppm(Ozon) ≥40 μW/cm ² (UV)
	Waktu Sterilisasi	120 menit
	Hasil Uji Sterilisasi	Steril
Daya Tampung Rak Atas & Rak Bawah		3 kg dan 3 kg
Dimensi		435(W)x378(L)x445(H)
Berat		10 Kg
Perlindungan		≤80%