



Elitech®
TECHNOVISION

Saya made in INDONESIA
Produksi
Indonesia

SUKSESAN GERAKAN



ecatalogue



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

STERILISATOR KERING GET-80C MEDICAL STERILIZER

- Dengan spesial desain sensor panas, proses sterilisasi dapat dikontrol lebih mudah dan efektif
- Kapasitas besar
- Total ruang sterilisasi ± 95 liter
- Daya listrik hemat : hanya < 700W
- Suhu Sterilisasi sangat tinggi : 120°C - 150°C ≥ 15 menit
- Mudah penggunaannya, hanya menekan tombol operasi sampai dengan auto shutt off
- Chamber atas Sterilisasi dengan Ozone Generator
- Chamber bawah Sterilisasi dengan Radiasi Sinar Inframerah
- Suhu kerja ditampilkan secara digital pada layar LCD
- Multi Fungsi untuk berbagai alat medis dan perlengkapan medis



CPAKB

CARA PEMBUATAN
ALAT KESEHATAN
YANG BAIK

HK.02.04/VI/011/2016

PT. SINKO PRIMA ALLOY

STERILISATOR KERING GET-80C

MEDICAL STERILIZER



84778/A/0001/UK/En



SPESIFIKASI

Model		GET 80C
Power Supply Input		AC 220V, 50Hz
Daya Terpakai		< 700W
Normal Operating	Ambient Temperature	+5 °C - +35 °C
	Relative humidity	≤ 80%
	Athmosphere	86 kPa - 106 kPa
Transport Operating	Ambient Temperature	-10 °C - +55 °C
	Relative humidity	≤ 95%
	Athmosphere	50 kPa - 106 kPa
Material Bodi Luar		Stainless Steel
Material Chamber Dalam		Stainless Steel
Metode Sterilisasi Ruang Atas		Ozon Konsentrasi Sangat Tinggi
Metode Sterilisasi Ruang Bawah		Radiasi Sinar Inframerah
Sterilisasi dengan Ozon Generator	Konsentrasi Ozon	≥ 100 PPM
	Waktu Sterilisasi	75 – 90 menit
	1 Periode Sterilisasi	75 – 90 menit
Sterilisasi dengan Sinar Inframerah	Suhu Sterilisasi	120°C ~ 150°C ≥ 15 menit
	Waktu Sterilisasi	± 30 menit
	1 Periode Sterilisasi	± 60 menit
Dimensi		470x400x890 mm
Weight		19,25 kg
Total ruang		± 95 L

HUBUNGI: