

SPO2 SIMULATOR MED-S100



FITUR UTAMA

- Terdapat indikator baterai
- Letak tombol yang mudah dan nyaman digunakan
- Terdapat baterai yang dapat diisi ulang (rechargeable)
- Layar TFT 262K, tingkat kecerahan yang dapat disesuaikan
- Koneksi antara probe dan unit terpisah, operasi dan pengujian lebih mudah dilakukan



CPAKB

CARA PEMBUATAN
ALAT KESEHATAN
YANG BAIK

HK.02.04/VI/011/2016

PT. SINKO PRIMA ALLOY

SPESIFIKASI

Model	MED-S100	
Layar	Layar TFT & Warna 262K	
SpO2	Range	35%~100%
	Resolusi	0.01
	Akurasi	75%~ 100%, ±2% 50% ~ 74%, ±3% <50%, no definition
Pulse Rate	Range	25 bpm ~ 250 bpm
	Resolusi	5 bpm
	Akurasi	2% ± 2bpm
Kinerja Pengukuran Dalam Amplitudo	Range	0,000% ~ 20.000%
	Resolusi	1% untuk 1.000% ~ 20.000%; 0,1% untuk 0,100% ~ 0,900%; 0,025% untuk 0,000% ~ 0,075%
Keadaan Pasien	24 kondisi presetting dan 10 kondisi sebagai default, sesuaikan jumlah keadaan pasien dengan mengatur level gerakan	
Voltage	DC 3,7V - 4,2V	
Power Supply	Rechargeable Lithium Battery	
N.W.	0,51 kg	
Dimension	59 (H) x 190 (L) x 125 (W)	
Kondisi Pemakaian Normal	Suhu	15°-40°C
	Kelembaban	< 90%
	Athmospher e	80kpa-105kpa
Transportasi dan Penyimpanan	Suhu	-20°C ~ +65°C
	Kelembaban	<90%
Berat	4 kg	



Diproduksi Oleh :
PT. Sinko Prima Alloy
Tambak Osowilangun Permai Blok E7-E8
Surabaya - Indonesia

Didistribusikan Oleh :
PT. Sinko Prima Alloy