

MED-S200

NIBP Simulator



Elitech[®]
TECHNOVISION

Fitur Utama

- Pengoperasian yang mudah
- Layar 65K color LCD 4.3"
- Kalibrasi tekanan statis
- Dapat digunakan untuk kalibrasi tekanan statis maupun dinamis serta pengujian kebocoran otomatis
- Dapat mensimulasikan tekanan darah dewasa, neonatus serta aritmia dan gangguan pernapasan



CPAKB
CARA PEMBUATAN
ALAT KESEHATAN
YANG BAIK
HK.02.04/VI/011/2016
PT. SINKO PRIMA ALLOY

Diproduksi Oleh :
PT. Sinko Prima Alloy
Tambak Osowilangun Permai Blok E7-E8
Surabaya - Indonesia

Didistribusikan Oleh :
PT. Sinko Prima Alloy

MED-S200

NIBP Simulator



Elitech[®]
TECHNOVISION

SPESIFIKASI

Model	MED-S200	
Layar	65K Color LCD 4,3"	
Akurasi Heart Rate	± 1 BPM	
Akurasi Di Bawah Kondisi Pasien	Weak pulse, tachycardia, obese, geriatric (±1% membaca 1 Bpm)	
Pressure Range	0mmHg ~ 400mmHg	
Pressure Resolusi	1mmHg, 0,1 kpa, 1 cmH2O, 1 inH2o, 0,1 psi	
Pressure Akurasi	0~300mmHg (±0,5% pembacaan +1 mmHg) 301~400mmHg (±2% pembacaan)	
Static Pressure Range	50mmHg ~ 400mmHg	
Sumber Listrik	AC 100 - 240V / 50 Hz	
Daya	± 17W	
Dimensi	135 x 265 x 270 mm	
Kondisi Pemakaian Normal	Suhu	15°-40°C
	Kelembaban	< 90%
	Athmosphere	80kpa-105kpa
Transportasi dan Penyimpanan	Suhu	-20°C ~ +65°C
	Kelembaban	<90%
Berat	4 kg	



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

KEMENKES RI
AKD 20501710666



84778/A/0001/UK/En



ISO 9001
REGISTERED FIRM

ISO9001:2015



ISO13485:2016
MS 181050 R

Didistribusikan Oleh :
PT. Sinko Prima Alloy

Diproduksi Oleh :
PT. Sinko Prima Alloy
Tambak Osowilangun Permai Blok E7-E8
Surabaya - Indonesia