

FITUR

- Kecerahan dan sorotan cahaya dapat disesuaikan
- Mengadopsi desain teknologi optik profesional, sehingga menciptakan terang yang seimbang
- Mobile stand type, bebas bergerak sesuai keinginan anda, lengan yang dapat ditekuk sesuai kebutuhan
- Secara luas digunakan dalam pemeriksaan Dental, THT, Vet, Operasi Gynecology, mampu bekerja sebagai penerangan di ruang operasi



CPAKB
 CARA PEMBUATAN
 ALAT KESEHATAN
 YANG BAIK
 HK.02.04/VI/011/2016
 PT. SINKO PRIMA ALLOY

SPESIFIKASI TEKNIS

Model	MEL-02	
Sumber Tegangan	110-220 VAC ±22 VAC, 50-60 Hz	
Intensitas Cahaya	> 35.000 Lux 0.5m/ > 10.000 Lux 1m	
Daya Lampu	5W	
CRI (color rendering index)	>85%	
Lengan	±1050 mm	
Adjust	Pengaturan lampu	
Rasio Pencahayaan Radiasi (W/m ²)	≥ 120 W/m ² 0.5m/≥40 W/m ² 1m	
Kedalaman Pencahayaan	100 mm	
Temperatur Warna	± 4200K	
Berat	5,10 kg	
Dimensi	550 x 550 x 2270 mm	
Diameter	Lensa	50 mm
	Cahaya	130 mm (1m) / 70mm (0.5m)
	Suhu	15~30°C
Pemakaian	Kelembaban	40%~60%
	Atmosphere	860hpa~1060hpa
	Suhu	15~30°C
Penyimpanan	Kelembaban	40%~60%
	Atmosphere	500hpa~1060hpa

