



**Elitech<sup>®</sup>**  
TECHNOVISION

# LAMPU OPERASI


## LED MOL - 01

### FITUR

- Kedalaman cahaya yang sangat baik
- Sistem suspensi yang universal
- Level cahaya yang dapat disesuaikan
- Level fokus yang dapat disesuaikan



**CPAKB**  
CARA PEMBUATAN  
ALAT KESEHATAN  
YANG BAIK  
HK.02.04/VI/011/2016  
PT. SINKO PRIMA ALLOY



Model		MOL-01
Panjang Lengan		±1125mm
Sudut	Lampu	180°
	Lengan	60°
Diameter		500 mm
Sumber Tegangan		220 VAC ± 22VAC, 50Hz
Intensitas Cahaya		40.000-80.000 (1m)
Daya		±59W
Life Time LED		50000 jam
Index Rendering Warna (Ra)		85-98
Rasio Pencahayaan Radiasi		< 3.6 mW/m2.Lux
Diameter Titik Cahaya		150-250 mm (1m)
Kedalaman Pencahayaan		>1400mm
Tingkat Bayangan		78%
Kuantitas LED		54 pcs
Temperature Warna		3500-5000K
Berat		<60kg
Pemakaian	Suhu	±10~30°C
	Kelembaban	≤70%
	Atmosphere	860hpa~1060hpa
Penyimpanan	Suhu	-10~+40°C
	Kelembaban	≤80%
	Atmosphere	500hpa~1060hpa



Diproduksi Oleh :  
PT. Sinko Prima Alloy  
Tambak Osowilangun Permai Blok E7-E8  
Surabaya - Indonesia

Didistribusikan Oleh :  
PT. Sinko Prima Alloy