



FITUR

- Panel kontrol LCD layar sentuh
- Suhu warna yang dapat disesuaikan
- Fokus cahaya yang dapat disesuaikan
- Level kecerahan cahaya yang dapat disesuaikan



CPAKB

CARA PEMBUATAN
ALAT KESEHATAN
YANG BAIK

HK.02.04/VI/011/2016
PT. SINKO PRIMA ALLOY

SPESIFIKASI

Model	MOL-02	
Dimensi lampu	500 x 135 mm	
Material	Aluminium alloy and PC	
Berat	45 kg	
Banyak lampu	54 pcs	
Daya	12.8 - 56.3 W	
Power radiant/intensity/Ec	3.6 mW/m ² . Lux	
Service life	30000H	
Color temperature	3500-5000K	
Illumination	40000 - 95500 Lux	
Diameter of light spot	300 mm (1m)	
Lightning Depth	130 mm	
Color rebdering index	Ra:91.5 ; R9:81 ; R13:95 : R14:92	
Pemakaian	Suhu	15~30°C
	Kelembaban	40%~60%
	Atmosphere	860hpa~1060hpa
Penyimpanan	Suhu	15~30°C
	Kelembaban	40%~60%
	Atmosphere	500hpa~1060hpa