

SUKSESKAN GERAKAN
100%
INDONESIA

e catalogue


LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

- ✓ 12.1" Layar TFT
- ✓ Menampilkan maksimum 7 Grafik ECG
- ✓ Mendeteksi 3 jenis alarm: Suara, Lampu indikator, Perubahan warna pada layar
- ✓ 6 Parameter : ECG, NIBP, RESP, SPO2, TEMP, Pulse Rate
- ✓ Dilengkapi dengan Printer dan Recorder Termal Array
- ✓ Dapat merekam dan memanggil ulang semua parameter 71 kejadian saat terjadinya alarm
- ✓ Dapat mengulas kembali kondisi kesehatan pasien selama 72 jam
- ✓ 2 Sensor Temperatur Skin & Rectal (optional)
- ✓ Baterai Lithium untuk durasi 180 menit pada kondisi penuh
- ✓ Dapat menganalisa segmen ST
- ✓ Dapat menganalisa detak tidak beraturan (Arrhythmia)

1 TAHUN
GARANSI RESMI
Free Servis dan Spare Parts

PATIENT MONITOR

PM-9000+



CPAKB
CARA PEMBUATAN
ALAT KESEHATAN
YANG BAIK
HK.02.04/VI/011/2016
PT. SINKO PRIMA ALLOY



Elitech[®]
TECHNOVISION




Disposable Electrode



NiBP Cuff (Dewasa-Anak-Bayi)



Paper Roll



Ground Cable



ECG Patient Cable



Spo2 Sensor (Dewasa-Anak-Bayi)



Lithium Battery



Skin or Rectal Probe Temp.



Thermal Array Printer & Recorder
(Included)

Perlengkapan Standar:

- ☑ 1 set Kabel Pasien ECG standar 5 lead
- ☑ 1 set manset NIBP (Dewasa, Anak & Bayi)
- ☑ 1 set SPO2 (Dewasa, Anak & Bayi)
- ☑ 1 set Temperature Probe (Skin or Rectal Probe)
- ☑ 1 unit Baterai Lithium 3700 mAh
- ☑ 3 rol kertas printer termal
- ☑ 1 pak ECG Elektroda (disposable)
- ☑ 1 kabel ground



HUBUNGI: