

Fitur

- Kecepatan Nebulizer yang bisa disesuaikan
- Model yang simpel dan elegan
- Mudah dalam penggunaannya
- Desain masker yang ergonomis
- Rendahnya suara kebisingan
- Built-in pompa vakum, aman dan tahan lama



Diproduksi Oleh : PT. Sinko Prima Alloy
Pergudangan Osowilangun Permai E7-E8
Surabaya - Indonesia
KEMENKES RI : AKD 20403710661

Didistribusikan Oleh : PT. Sinko Prima Alloy
Surabaya - Indonesia



CPAKB
CARA PEMBUATAN
ALAT KESEHATAN
YANG BAIK
HK.02.04/VI/011/2016
PT. SINKO PRIMA ALLOY

SPEKIFIKASI TEKNIS

Model	PROMIST-3	
Tegangan	AC 230V 50Hz	
Konsumsi Daya	≤60W	
Tipe Kelas	Kelas II	
Aliran Udara	8 L/min	
Level Noise	≤75dB	
Kapasitas Output	Sekitar 0,25 ml/min (NaCl 0,9%)	
Diameter Partikel (MMAD)	1-5µm	
Residu Obat	≤1 ml	
Kapasitas Wadah	2-8 ml	
Ukuran Dimensi	264 (L) x 189 (W) x 183 (H)	
Berat bersih	2kg	
Pengoperasian	Suhu	5°C - 40°C
	Kelembaban	15% - 93% RH
	Athmosphere	700hPa-1060hPa
Penyimpanan	Suhu	-25°C - 70°C
	Kelembaban	≤93% RH
	Athmosphere	700hPa-1060hPa
Aksesoris	Cup Nebulizer, Tubing, Mouthpiece, Masker (Dewasa/Anak), Air Filter, Fuse	