



TOP-308 DENTAL UNIT

- Lampu Operasi LED FARO Model MAIA
- Kursi Naik dan Turun secara Vertikal. Teknologi Terbaru untuk Kepuasan Dokter dan Pasien
- Sistem Endoskopi (Intraoral Kamera) dengan Layar Besar
- Motor LINAK, Selenoid Valve Parker, Regulator Filter Udara
- Sistem Kendali Motor Listrik dengan 3 program memori tersinkronisasi
- Menggunakan UV Water Flow untuk Sterilisasi Air
- Selang Air dan Selang Udara Hidrolik
- 3-way Syringe, Saliva Ejector dan Vaccum Valve
- Sandaran Kulit dengan Memori Foam, Sandaran Tangan Kiri dan Kanan,
- Sandaran Kepala dapat dilepas sehingga dapat dicuci bersih
- Panorama X-Ray Film Viewer, Panel Kontrol untuk Dokter dan Asisten
- Baki Instrumen Stainless steel, Meja Peralatan dengan Swich berkualitas tinggi dan tahan lama



CPAKB
CARA PEMBUATAN
ALAT KESEHATAN
YANG BAIK
HK.02.04/VI/011/2016
PT. SINKO PRIMA ALLOY

Saya made in INDONESIA
Produksi Indonesia



air filter regulator



Parker solenoid valve



Linak Motor



Detachable backrest is easy for clean



water and air tubing



Ergonomically designed six way deluxe dentist stool, providing robust support for hip and waist, adopting imported silent wheel



| | Model | TOP-308 |
|--|--|-----------------|
| Konfigurasi Standar pada Dental Unit Ter-Integrasi | Lampu Operasi LED FARO Model MAIA | 1 set |
| | Kursi digerakkan dengan Motor LINAK | 1 set |
| | Sistem Endoskopi dengan Layar Besar | 1 set |
| | Sistem Kendali Motor Listrik dengan 3 program memori | 1 set |
| | Panel Kontrol Fitur Lengkap dengan X-Ray Film Viewer | 1 set |
| | Panorama X-Ray Film Viewer | 1 set |
| | Baki Instrumen Stainless Steel | 1 set |
| | Meja Peralatan didesain ergonomis dan berkualitas tinggi | 1 set |
| | High Speed Air Turbine HandPiece | 2 set |
| | Low Speed Air Motor dengan Contra Angle & Straight HandPiece | 1 set |
| | Build-in Ultrasonic Scaler | 1 set |
| | Bulid-in Curing Light | 1 set |
| | 3-way Syringe untuk Udara | 1 set |
| | 3-way Syringe untuk Air | 1 set |
| | Saliva Ejector Low Suction | 1 set |
| | Saliva Ejector High Suction | 1 set |
| | Meja Asisten dengan Panel Kontrol lengkap | 1 set |
| | Sandaran Kulit dengan Memori Foam | 1 set |
| | Sandaran Tangan Kiri dan Kanan untuk kenyamanan pasien | 1 set |
| | Kursi Dokter Ergonomis bahan Kulit | 1 set |
| | Kontrol Injakan Kaki Multi Fungsi dan Terintegrasi | 1 set |
| | Wadah Ludah Keramik yang bisa diputar 90° | 1 set |
| | Pengisian Air ke Gelas secara Otomatis dengan kontrol waktu | 1 set |
| | Pemanas Air Temperatur Konstan | 1 set |
| | Botol untuk suplai Air Murni | 1 set |
| | Kotak khusus untuk Jalur Air, Udara dan Kabel Listrik | 1 set |
| | Dentail Silent Oil Free Air Compressor | 1 set |
| | Selang Air Hidrolik | 1 set |
| | Selang Udara Hidrolik | 1 set |
| | Solenoid Valve Buatan Parker | 1 set |
| | Vaccum Valve | 1 set |
| | Regulator Filter Udara | 1 set |
| | Saklar On/Off Utama untuk Listrik, Air dan Udara | 1 set |
| UV Water Flow untuk Sterilisasi Air | 1 set | |
| Spesifikasi Teknis | Sumber Listrik | 220V / 50Hz |
| | Tekanan Udara Kondisi Normal | 0.5Mpa ~ 0.8Mpa |
| | Tekanan Air Kondisi Normal | 0.2Mpa ~ 0.4Mpa |



TOP-308 DENTAL UNIT +UPS

- Lampu Operasi LED FARO Model MAIA
- Kursi Naik dan Turun secara Vertikal. Teknologi Terbaru untuk Kepuasan Dokter dan Pasien
- Sistem Endoskopi (Intraoral Kamera) dengan Layar Besar
- Motor LINAK, Selenoid Valve Parker, Regulator Filter Udara
- Sistem Kendali Motor Listrik dengan 3 program memori tersinkronisasi
- Menggunakan UV Water Flow untuk Sterilisasi Air
- Selang Air dan Selang Udara Hidrolik
- 3-way Syringe, Saliva Ejector dan Vaccum Valve
- Sandaran Kulit dengan Memori Foam, Sandaran Tangan Kiri dan Kanan,
- Sandaran Kepala dapat dilepas sehingga dapat dicuci bersih
- Panorama X-Ray Film Viewer, Panel Kontrol untuk Dokter dan Asisten
- Baki Instrumen Stainless steel, Meja Peralatan dengan Swich berkualitas tinggi dan tahan lama



CPAKB
CARA PEMBUATAN
ALAT KESEHATAN
YANG BAIK
HK.02.04/VI/011/2016
PT. SINKO PRIMA ALLOY

Saya made in INDONESIA
Produksi Indonesia



air filter regulator



Parker solenoid valve



Linak Motor



Detachable backrest is easy for clean



water and air tubing



Ergonomically designed six way deluxe dentist stool, providing robust support for hip and waist adopting imported silent wheel



| Model | TOP-308 |
|--|--------------------|
| Konfigurasi Standar pada Dental Unit Ter-Integrasi | |
| Lampu Operasi LED FARO ITALI model MAIA | 1 set |
| Kursi digerakkan dengan Motor LINAK Denmark | 1 set |
| Sistem Endoskopi dengan Layar Besar | 1 set |
| Sistem Kendali Motor Listrik dengan 3 program memori | 1 set |
| Panel Kontrol Fitur Lengkap dengan X-Ray Film Viewer | 1 set |
| Panorama X-Ray Film Viewer | 1 set |
| Baki Instrumen Stainless Steel | 1 set |
| Meja Peralatan didesain ergonomis dan berkualitas tinggi | 1 set |
| High Speed Air Turbine HandPiece | 2 set |
| Low Speed Air Motor dengan Contra Angle & Straight HandPiece | 1 set |
| Build-in Ultrasonic Scaler | 1 set |
| Build-in Curing Light | 1 set |
| 3-way Syringe untuk Udara buatan Taiwan | 1 set |
| 3-way Syringe untuk Air buatan Taiwan | 1 set |
| Saliva Ejector Low Suction buatan Taiwan | 1 set |
| Saliva Ejector High Suction buatan Taiwan | 1 set |
| Meja Asisten dengan Panel Kontrol lengkap | 1 set |
| Sandaran Kulit dengan Memori Foam | 1 set |
| Sandaran Tangan Kiri dan Kanan untuk kenyamanan pasien | 1 set |
| Kursi Dokter Ergonomis Bahan Kulit | 1 set |
| Kontrol Injakan Kaki Multi fungsi dan Terintegrasi | 1 set |
| Wadah Ludah Keramik yang bisa diputar 90° | 1 set |
| Pengisian Air ke Gelas secara Otomatis dengan control waktu | 1 set |
| Pemanas Air Temperatur Konstan | 1 set |
| Botol untuk suplai Air Murni | 1 set |
| Kotak khusus untuk Jalur Air, Udara dan Kabel Listrik | 1 set |
| Dentail Silent Oil Free Air Compressor | 1 set |
| Selang Air Hidrolik buatan USA | 1 set |
| Solenoid Valve Buatan Parker Itali | 1 set |
| Vaccum Valve buatan Taiwan | 1 set |
| Regulator Filter Udara buatan Itali | 1 set |
| Saklar On/Off Utama untuk Listrik, Air dan Udara | 1 set |
| UV Water Flow untuk Sterilisasi Air | 1 set |
| DAYA & TEKINAN | |
| Sumber Listrik | 220V / 50Hz |
| Tekanan Udara Kondisi Normal | 0.5Mpa ~ 0.8Mpa |
| Tekanan Air Kondisi Normal | 0.2Mpa ~ 0.4Mpa |
| UPS | |
| Dimension | 565 x 156 x 214 mm |
| Weight | 24 kg |