



TS-8830

DENTAL UNIT



air filter regulator



Parker solenoid valve



Linak Motor



Floor-type Box



water and air tubing



Ergonomically designed six way deluxe dentist stool, providing robust support for hip and waist, adopting imported silent wheel

- Lampu Operasi LED FARO Model EDI
- Model Kursi dengan Injakan Kaki dan Sandaran Tegak. Posisi Rebahan bisa diatur kemiringannya
- Motor LINAK, Solenoid Valve Parker, Regulator Filter Udara
- Sistem Kendali Motor Listrik dengan 3 program memori tersinkronisasi
- Menggunakan UV Water Flow untuk Sterilisasi Air
- Selang Air dan Selang Udara Hidrolik
- 3-way Syringe, Saliva Ejector dan Vaccum Valve
- Sandaran Kulit dengan Memori Foam, Sandaran Tangan Kiri dan Kanan
- Sandaran Kepala dapat dilepas sehingga dapat dicuci bersih
- Panorama X-Ray Film Viewer, Panel Kontrol untuk Dokter & Asisten
- Baki Instrumen Stainless steel, Meja Peralatan dengan Swich berkualitas tinggi dan tahan lama



CPAKB

CARA PEMBUATAN
ALAT KESEHATAN
YANG BAIK

HK.02.04/VI/011/2016

PT. SINKO PRIMA ALLOY

SPESIFIKASI

	Model	TS-8830
Konfigurasi Standar pada Dental Unit Ter-Integrasi	Lampu Operasi Mewah FARO Model EDI	1 set
	Kursi digerakkan dengan Motor LINAK	1 set
	Sistem Kendali Motor Listrik dengan 3 program memori	1 set
	Panel Kontrol Fitur Lengkap dengan X-Ray Film Viewer	1 set
	Panorama X-Ray Film Viewer	1 set
	Baki Instrumen Stainless Steel	1 set
	Meja Peralatan didesain ergonomis dan berkualitas tinggi	1 set
	High Speed Air Turbine HandPiece	2 set
	Low Speed Air Motor dengan Contra Angle & Straight HandPiece	1 set
	Build-in Ultrasonic Scaler	1 set
	Bulid-in Curing Light	1 set
	3-way Syringe untuk Udara	1 set
	3-way Syringe untuk Air	1 set
	Saliva Ejector Low Suction	1 set
	Saliva Ejector High Suction	1 set
	Meja Asisten dengan Panel Kontrol lengkap	1 set
	Sandaran Kulit dengan Memori Foam	1 set
	Sandaran Tangan Kiri dan Kanan untuk kenyamanan pasien	1 set
	Kursi Dokter Ergonomis bahan Kulit	1 set
	Kontrol Injakan Kaki Multi Fungsi dan Terintegrasi	1 set
	Wadah Ludah Keramik yang bisa diputar 90°	1 set
	Pengisian Air ke Gelas secara Otomatis dengan kontrol waktu	1 set
	Pemanas Air Temperatur Konstan	1 set
	Botol untuk suplai Air Murni dan atau Desinfektant	1 set
	Kotak khusus untuk Jalur Air, Udara dan Kabel Listrik	1 set
	Dentail Silent Oil Free Air Compressor	1 set
	Selang Air Hidrolik	1 set
	Selang Udara Hidrolik	1 set
Solenoid Valve Buatan Parker	1 set	
Vaccum Valve	1 set	
Regulator Filter Udara	1 set	
Saklar On/Off Utama untuk Listrik, Air dan Udara	1 set	
UV Water Flow untuk Sterilisasi Air	1 set	
Spesifikasi Teknis	Sumber Listrik	220V / 50Hz
	Tekanan Udara Kondisi Normal	0.5Mpa ~ 0.8Mpa
	Tekanan Air Kondisi Normal	0.2Mpa ~ 0.4Mpa

HUBUNGI:




air filter regulator



Parker solenoid valve



Linak Motor



Floor-type Box



water and air tubing



Ergonomically designed six way deluxe dentist stool, providing robust support for hip and waist, adopting imported silent wheel

TS-8830

DENTAL UNIT +UPS

- Lampu Operasi LED FARO Model EDI
- Model Kursi dengan Injakan Kaki dan Sandaran Tegak. Posisi Rebahan bisa diatur kemiringannya
- Motor LINAK, Solenoid Valve Parker, Regulator Filter Udara
- Sistem Kendali Motor Listrik dengan 3 program memori tersinkronisasi
- Menggunakan UV Water Flow untuk Sterilisasi Air
- Selang Air dan Selang Udara Hidrolik
- 3-way Syringe, Saliva Ejector dan Vaccum Valve
- Sandaran Kulit dengan Memori Foam, Sandaran Tangan Kiri dan Kanan
- Sandaran Kepala dapat dilepas sehingga dapat dicuci bersih
- Panorama X-Ray Film Viewer, Panel Kontrol untuk Dokter & Asisten
- Baki Instrumen Stainless steel, Meja Peralatan dengan Swich berkualitas tinggi dan tahan lama



CPAKB

CARA PEMBUATAN
ALAT KESEHATAN
YANG BAIK

HK.02.04/VI/011/2016

PT. SINKO PRIMA ALLOY

SPESIFIKASI

Model	TS-8830	
Konfigurasi Standar pada Dental Unit Ter-Integrasi	Lampu Operasi Mewah FARO Model EDI	1set
	Kursi digerakkan dengan Motor LINAK	1set
	Sistem Kendali Motor Listrik dengan 3 program memori	1set
	Panel Kontrol Fitur Lengkap dengan X-Ray Film Viewer	1set
	Panorama X-Ray Film Viewer	1set
	Baki Instrumen Stainless Steel	1set
	Meja Peralatan didesain ergonomis dan berkualitas tinggi	1set
	High Speed Air Turbine HandPiece	2set
	Low Speed Air Motor dengan Contra Angle & Straight HandPiece	1set
	Build-in Ultrasonic Scaler	1set
	Build-in Curing Light	1set
	3-way Syringe untuk Udara	1set
	3-way Syringe untuk Air	1set
	Saliva Ejector Low Suction	1set
	Saliva Ejector High Suction	1set
	Meja Asisten dengan Panel Kontrol lengkap	1set
	Sandaran Kulit dengan Memori Foam	1set
	Sandaran Tangan Kiri dan Kanan untuk kenyamanan pasien	1set
	Kursi Dokter Ergonomis bahan Kulit	1set
	Kontrol Injakan Kaki Multi Fungsi dan Terintegrasi	1set
	Wadah Ludah Keramik yang bias diputar 90°	1set
	Pengisian Air ke Gelas secara Otomatis dengan control waktu	1set
	Pemanas Air Temperatur Konstan	1set
	Botol untuk suplai Air Murni dan atau Desinfektant	1set
	Kotak khusus untuk Jalur Air, Udara dan Kabel Listrik	1set
	Dentail Silent Oil Free Air Compressor	1set
	Selang Air Hidrolik	1set
	Selang Udara Hidrolik	1set
	Solenoid Valve Buatan Parker	1set
	Vaccum Valve	1set
	Regulator Filter Udara	1set
Saklar On/Off Utama untuk Listrik, Air dan Udara	1set	
UV Water Flow untuk Sterilisasi Air	1set	
Spesifikasi Teknis	Sumber Listrik	220V/50Hz
	Tekanan Udara Kondisi Normal	0.5Mpa~0.8Mpa
	Tekanan Air Kondisi Normal	0.2Mpa~0.4Mpa
UPS	Dimension	565 x 156 x 214 mm
	Weight	24 kg

HUBUNGI:



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENKES RI
AKD 10605810069



84778/A/0001/UK/En



ISO 9001
REGISTERED FIRM

ISO9001:2015



ISO13485:2016
MS 181050 R