



Elitech[®]
TECHNOVISION

Ultrasonic Nebulizer **ULTRA MIST**

Fitur

- Bentuk yang bagus dan ringan
- Pengaturan waktu untuk Nebulisasi
- Pembuangan dari wastafel
- Nebulisasi Adjustable dan pengaturan tingkat angin
- Mudah dan nyaman digunakan
- Terdapat indikator level air
- Tingkat kebisingan rendah



Nebulizer Ultrasonik “ULTRAMIST” dapat menebulasi obat cair menjadi partikel untuk memfasilitasi penyerapan pasien. Partikel atomizing obat cair masuk ke bagian yang meradang di saluran pernapasan langsung untuk mencapai efek yang baik yaitu mengurangi rasa sakit dan menghilangkan peradangan

Diproduksi Oleh : PT. Sinko Prima Alloy
Pergudangan Osowilangun Permai E7-E8
Surabaya - Indonesia
KEMENKES RI : AKD 20403710663

Didistribusikan Oleh : PT. Sinko Prima Alloy
Surabaya - Indonesia



CPAKB
CARA PEMBUATAN
ALAT KESEHATAN
YANG BAIK
HK.02.04/VI/011/2016
PT. SINKO PRIMA ALLOY

SPESIFIKASI TEKNIS		
Model	ULTRA MIST	
Tegangan	AC220V 50/60Hz	
Konsumsi Daya	±24W	
Tipe Kelas	Kelas II	
Aliran Udara	>2mL/min	
Level Noise	≤55dB	
Frekuensi Ultrasonic	1,7Mhz	
Volume Cup Medis	50mL (batas garis atas)	
Volume Cup Air	140mL (batas garis bawah)	
Diameter partikel (MMAD)	1-5µm	
Pengaturan waktu Nebulasi	0-60menit	
Ukuran Dimensi	260x150x240mm	
Berat	1,50kg	
Pengoperasian	Suhu	10°C-40°C
	Kelembaban	15%-93%RH
	Atmosphere	700hPa-1060hPa
Penyimpanan	Suhu	-20°C-70°C
	Kelembaban	≤93% RH
	Atmosphere	700hPa-1060hPa